

# CHESS

## Die Innovation in der Handchirurgie

Freies Positionieren der Fixateure.  
Statische und dynamische Retraktion.

Setzen Sie die magnetischen Fixpunkte  
an beliebiger Stelle und so einfach wie  
Schachfiguren. Präparieren Sie das  
Operationsfeld schneller als bisher  
- und genauso sicher.  
Einfache Handhabung - daher  
auch sehr gut geeignet  
für die ambulante Versorgung.

..... und mit weiteren Teilen  
auch für andere Fachbereiche.



Verkauf in Deutschland

**TapMed**

Medizintechnik Handels GmbH  
Gutshof 15-17

34270 Schauenburg-Hoof

Telefon 0800-23784384

Telefax 0700-23784384

Internet [www.tapmed.com](http://www.tapmed.com)

eMail [info@tapmed.com](mailto:info@tapmed.com)



# CHESSTM Fixierungssystem



Fixierung "Bauer"	SCMP1
Fixierung "Dame"	SCMQ1
Fixierung "Turm"	SCMR1
Fixierung "König"	CCMK1
Fixierungszusatz "Lanze", zu verwenden mit Fixierung "Bauer" SCMP1	SCFL1
Fixierung "Brücke" für CHESSTM Fixierungssystem, benötigt 2 x Fixierung "König" SCMK1	CCFB1
Retraktor Nr. 10, lang, 1 stumpfer Haken	SCR10
Retraktor Nr. 11, lang, 1 scharfer Haken, traumatisch	SCR11
Retraktor Nr. 1A, kurz, 1 stumpfer Haken	SCR1A
Retraktor Nr. 1B, kurz, 1 scharfer Haken, traumatisch	SCR1B
Retraktor Nr. 20, lang, 2 stumpfe Haken	SCR20
Retraktor Nr. 2A, kurz, 2 stumpfe Haken	SCR2A
Retraktor Nr. 30, lang, 3 stumpfe Haken	SCR30
Retraktor Nr. 3A, kurz, 3 stumpfe Haken	SCR3A
Retraktor Nr. 40, lang, 4 stumpfe Haken	SCR40
Retraktor Nr. 4A, kurz, 4 stumpfe Haken	SCR4A
Retraktor Nr. 50, lang, 5 stumpfe Haken	SCR50
Retraktor Nr. 60, lang, 6 stumpfe Haken	SCR60
Retraktor sattelförmig, 14 mm, atraumatisch	SCRS5
Carpal-Tunnel-Retraktor, enthält 2 x Retraktor Nr. 2A (SCR2A)	CCPS1
Basisplatte magnetisch, Edelstahl, 20 cm x 30 cm	CCBP1
Basisplatte magnetisch, Edelstahl, 30 cm x 30 cm	CCBP2
Basisplatte magnetisch, Edelstahl, 20 cm x 30 cm mit Fenster für Röntgenstrahlung 13 cm x 15 cm	CCBP3
Basisplatte magnetisch, Edelstahl, 30 cm x 30 cm mit Fenster für Röntgenstrahlung 15 cm x 18 cm	CCBP4
Basisplatte rotierend, magnetisch, Anlagewinkel 30 Grad	CCBP6
Einmal-Hüllen für Basisplatten, 40 Stück, Größe 30 cm x 30 cm, verpackt: 20 Sets zu je 2 Hüllen	CCCD1
Textil-Hüllen für CHESSTM Fixierungssystem, 5 Stück wiederverwendbar für Platte CCBP1 und für Platte CCBP3	CCBCR
Adhäsivplättchen, steril, 20 Stück einzeln verpackt, zur direkten Fixierung von CHESSTM Komponenten (SCMP1, SCMQ1, SCMR1) am Patienten	CCAP1
Steri-Box für CHESSTM Fixierungssystem, Edelstahl	CCT02
Silikon-Band für CHESSTM Fixierungssystem Steril, 20 Stück zu je 1 Meter, einzeln verpackt	CZE01
Skalpell CANICA Standard	CSS00

**TapMed**  Medizintechnik Handels GmbH  
Gutshof 15-17  
34270 Schauenburg-Hoof  
Telefon: 0800-23784384 (0800-AESTHETIC)  
Telefax: 0700-23784384 (0700-AESTHETIC)

Änderungen vorbehalten

**Service und Info: 0800 - AESTHETIC oder 0800 - 23784384**