

Kostenloses Test-Set  
anfordern unter  
08000-827633  
null-achttausend-tapmed

OPERATION **DryMax**<sup>®</sup>  
**STERIL**

Das Super-Saugtuch - STERIL  
Für einen trockenen, hygienischen OP



ABSORBEST hat für die Aufnahme wässriger Flüssigkeiten sterile Saugtücher entwickelt. "DryMax STERIL" können bei Operationen und Untersuchungen im sterilen Bereich Flüssigkeiten aufnehmen. Diese werden so hygienisch und sicher gebunden, ohne zu tropfen.



**Das ermöglicht eine sichere und effektive Entsorgung kontaminierter Flüssigkeiten. Außerdem verkürzen die "DryMax STERIL"-Supersaugtücher insgesamt die Vorbereitungs- und Reinigungszeiten. "DryMax STERIL" ist kein Wundverband!**



*Einige der Einsatzbereiche in denen "DryMax STERIL" zusätzliche Vorteile und Sicherheit bietet:*

- Gynäkologie                      Kaiserschnitt  
    Geburtshilfe  
    Gebärmutterentfernung
- Urologie                              Blasenspiegelung
- Neurochirurgie
- Unfallchirurgie
- Notaufnahme, Ambulanz
- Orthopädische Chirurgie      Amputation  
    Arthroskopie  
    TEP - Knie  
    TEP- Hüfte  
    Schulterchirurgie

Bezeichnung	Artikel- Nummer	Größe in mm	Anzahl je VE	Maximal Aufnahme in ml	
				Wasser	salin
DryMax STERIL Maxi	F50241	720x370	2 x 40	6000	2400
DryMay STERIL Maxi mit Fixierband	F50243	720x370	2 x 40	6000	2400
DryMax STERIL Midi	F50161	560x370	2 x 50	4000	1600
DryMax STERIL Midi mit Fixierband	F50163	560x370	2 x 50	4000	1600

F199

Hersteller: ABSORBEST AB - Klintvägen 1 - 59040 Kisa - Schweden