

Die überzeugende Lösung für Flüssigkeiten im OP

Durch die Entwicklung hochabsorbierender Polymere in Kombination mit innovativer Cellulose-technik steht eine einfache, preiswerte und effektive Methode zur Verfügung, um wässrige Flüssigkeiten hygienisch und sicher aufzunehmen und einzuschließen – **DryMax, das absorbierende Einwegtuch.**

Das DryMax 2.4-Tuch ist nur wenige Millimeter dick, hat jedoch ein einzigartiges Saugvermögen: bis zu 40 Liter Wasser oder 16 Liter Spülflüssigkeit (0,9%ige Kochsalzlösung) pro Quadratmeter. Im Unterschied zu Schwammtüchern oder anderen herkömmlichen saugenden Materialien bleibt die Flüssigkeit im Inneren des DryMax®, ohne zu tropfen! Das ermöglicht eine sichere und effektive Entsorgung kontaminierter Flüssigkeiten.

DryMax steht in steriler und unsteriler Ausführung zur Verfügung.

Mit "DryMax STERIL" können bei Operationen und Untersuchungen ergänzend zur Wundbehandlung im sterilen Bereich Flüssigkeiten aufgenommen werden*. Diese werden hygienisch und sicher gebunden - tropffrei!

Mit den DryMax - Supersaugtüchern verkürzen Sie insgesamt auch die Vorbereitungs- und Reinigungszeiten.





Einsatzbereiche in denen DryMax zusätzliche Vorteile und Sicherheit bietet (u.a.):

- Orthopädische Chirurgie Amputation, Arthroskopie
TEP - Knie, TEP- Hüfte
- Gynäkologie Kaiserschnitt
Geburtshilfe
Gebärmutterentfernung
- Urologie Blasenspiegelung
- Neurochirurgie Trepanation
- Unfallchirurgie
- Notaufnahme, Ambulanz

* Die in diesem Prospekt gezeigten Produkte sind keine Wundaufflagen!

Das Super-Saugtuch


*Für den OP und überall da, wo wässrige Flüssigkeiten (z.B. Spülflüssigkeit, Urin, Blut) hygienisch und sicher entfernt werden müssen.....

STERIL CE 0413	
 720 mm x 370 mm	DryMax Maxi Art-Nr. F50241 DryMax Maxi mit Fixierband Art-Nr. F50243
 560 mm x 370 mm	DryMax Midi Art-Nr. F50161 DryMax Midi mit Fixierband Art-Nr. F50163
NICHT STERIL CE	
 720 mm x 370 mm	DryMax 2.4 (Standard) Art-Nr. F20241
 1000 mm x 750 mm zuschneidbar	<p style="color: red;">.....oder die normale Abdeckung nicht reicht:</p> DryMax XL mit Folienrückseite Art-Nr. F22201

TapMed

TapMed Medizintechnik Handels GmbH
Gutshof 15-17 • 34270 Schauenburg-Hoof
Telefon 05601-9299-0 • Fax 05601-9299-44

F299-03



Das Super-Saugtuch für den OP *

Der Standard



DryMax^{2.4}



- sichere Aufnahme von Flüssigkeiten
 - hygienische Entsorgung, ohne zu tropfen
- ⇒ Sie sparen Zeit und Reinigungskosten



Kombinieren Sie bei großen Flüssigkeitsmengen DryMaxXL und DryMax2.4. Bitte beachten: Nasse Tücher können rutschig sein!

Die Vielseitigen




DryMax^{XL}



- individuell zuschneidbar
 - sehr strapazierfähig
- ⇒ Sie können sogar mit dem Stuhl darüber rollen

Das gibt es auch bei TapMed:
Patientenlagerung (Dekubitusprophylaxe)
und Patientenpositionierung im OP mit
OASIS, OASIS Elite, AZURE,
ProneView, VacPac.
Mehr unter 08000-TAPMED (08000-827633)
oder www.tapmed.de

Die Sterilen



DryMax^{STERIL}

MIDI und MAXI
 jeweils mit und
 ohne Fixierstreifen



- vielseitig einsetzbar
 - für ein hygienisches, sauberes OP-Feld
- ⇒ Nehmen Sie die Flüssigkeit dort auf, wo sie anfällt
- ⇒ Kontrollierte Entsorgung kontaminierter Flüssigkeiten

Die überzeugende Lösung
 für Flüssigkeiten im OP

DryMax[®]

Die Alternative zu Baumwolle und
 Wäscherei, zu Bodensauger und
 aufwändiger Technik.