



Steri-Boxen für Instrumente & Optiken

In verschiedenen Größen für Instrumente und Optiken

- Geeignet zur optimalen Lagerung von empfindlichen, feinen oder scharfen Instrumenten jeder Art.
- Boden: Gelochter Kunststoff
- Deckel: Gelochter Kunststoff, durchsichtig.
- Durch durchsichtigen Deckel freie Sichtkontrolle
- Schutz und Sicherheit der Instrumente beim sterilisieren
- Schutz und Sicherheit in jeder Lage im Sterilisations-Container
- schafft Übersicht im Sterilisations-Container
- stapelbar
- Instrumentenhalterungen aus Silikon individuell steckbar
- Instrumentenhalterungen in 18 Ausführungen, damit:
- Optimale Befestigung von Instrumenten jeder Art
- Sicht auf die Funktionsteile
- Kein Herausfallen
- Kein Verrutschen
- Keine Verletzungen
- Alternativ auch mit Silikonknochenmatte



Ordnung im Instrumenten-Container



TapMed

Medizintechnik Handels GmbH
Gutshof 15-17
34270 Schauenburg-Hoof

Telefon 05601-9299- 0
Telefax 05601-9299-44

Internet www.tapmed.com
eMail info@tapmed.com

6100 Serie, Innenmaß 254 lang x 152 mm breit
mit und ohne Zwischenboden, flach (19 mm) und hoch (38 mm)

4700 Serie, Innenmaß 190 lang x 102 mm breit,
flach (19 mm) und hoch (38 mm)

4600 Serie, Innenmaß 165 lang x 102 mm breit,
flach (19 mm)

2600 Serie,
Innen: 152 mm lang x 64 mm breit
flach (19 mm) und hoch (32mm)

1300 Serie,
Innenmaß
68 mm x 38 mm
flach (19 mm)
mittel (25 mm)
hoch (32mm)




Steri-Box mit Silikonknochenmatte	L x B x H in mm Innenmaße	Bestell-Nummer
Sehr klein	64 x 38 x 19	A1300
Klein	152 x 64 x 19	A2600
Mittel-Kurz	165 x 102 x 19	A4600
Mittel-Lang	191 x 102 x 19	A4700
Groß	254 x 152 x 19	A6100
Groß (mit Zwischenboden)	254 x 152 x 38	A6120






Für Optiken



6560A Steri-Box groß (hoch),
Innenmaß: 16,5 cm breit, 7,8 cm hoch,
45,7 cm lang, mit 6 Halterungen


6550A Steri-Box, mittel (flach),
Innenmaß: 16,5 cm breit, 3,8 cm hoch,
45,7 cm lang, mit 6 Halterungen




6510A Steri-Box klein,
Innenmaß: 6,6 cm breit, 3,8 cm hoch,
40,6 cm lang, mit 3 Halterungen




Zubehör zu Steri-Boxen für OPTIKEN




t29-C101




t29-6500S




t29-C102




t29-2503S




t29-C103



t29-C107














t29-C104



t29-C108

Zubehör zu Steri-Boxen

Instrumenten-Halterungen aus Silikon

Form	Bestell-Nummer	
Rund, einfach 64 mm breit	t29-A101	
Rund, zweifach 64 mm breit	t29-A102	
Rund, dreifach 64 mm breit	t29-A103	
Geschlitzt, dreifach 64 mm breit	t29-A203	
Geschlitzt, sechsfach 64 mm breit	t29-A206	
Rund, zweifach 102 mm breit	t29-B102	
Rund, dreifach 102 mm breit	t29-B103	
Rund, vierfach 102 mm breit	t29-B104	
Rund, fünffach 102 mm breit	t29-B105	
Geschlitzt, sechsfach 102 mm breit	t29-B206	
Geschlitzt, flach, zwölf-fach 102 mm breit	t29-B212	

Standard-Boxen 1300-Serie

Sehr kleine Box, flach, incl. Silikonknochenmatte	68 x 38 x 19	<i>t29-0278</i>	1300A
Sehr kleine Box, mittel, incl. Silikonknochenmatte	68 x 38 x 25		1310A
Sehr kleine Box, hoch, incl. Silikonknochenmatte	68 x 38 x 32		1320A
Silikonknochenmatte zu 1300-Serie	67 x 37		1300M

Standard-Boxen 2600-Serie

Kleine Box, flach, incl. Silikonknochenmatte	152 x 64 x 19		2600A
Kleine Box, flach, LEER	152 x 64 x 19	<i>t29-1506</i>	2601A
Kleine Box, hoch, incl. Silikonknochenmatte	152 x 64 x 32		2610A
Kleine Box, hoch, LEER	152 x 64 x 32		2611A
Silikonknochenmatte zu 2600-Serie	151 x 63		2600M

Standard-Boxen 4600-Serie

Box, mittel, kurz, incl. Silikonknochenmatte	162 x 102 x 19		4600A
Box, mittel, kurz, LEER	162 x 102 x 19	<i>t29-1610</i>	4601A
Silikonknochenmatte zu 4600-Serie	161 x 101		4600M


Standard-Boxen 4700-Serie

Box, mittel, lang, incl. Silikonknochenmatte	190 x 102 x 19		4700A
Box, mittel, lang, LEER	190 x 102 x 19	<i>t29-1910</i>	4701A
Box, mittel, lang, hoch, incl. Silikonknochenmatte	190 x 102 x 38		4710A
Box, mittel, lang, hoch, LEER	190 x 102 x 38		4711A
Silikonknochenmatte zu 4700-Serie	189 x 101		4700M

Standard-Boxen 6100-Serie

Große Box, flach, incl. Silikonknochenmatte	254 x 152 x 19		6100A
Große Box, flach, LEER	254 x 152 x 19	<i>t29-2515</i>	6101A
Große Box, hoch, mit Zwischenboden und 2 Matten	254 x 152 x 38		6120A
Große Box, hoch, LEER	254 x 152 x 38	<i>t29-2515-1</i>	6121A
Große Box, hoch, incl. Silikonknochenmatte in Basis	254 x 152 x 38		6124A
Große Box, hoch, mit Zwischenboden	254 x 152 x 38	<i>t29-2515-2</i>	6125A
Silikonknochenmatte zu 6100 Serie - Basis	253 x 151	<i>t29-A100613</i>	6100M
Silikonknochenmatte zu Zwischenboden (Box 6120)	248 x 146	<i>t29-A100615</i>	6120M

Instrumenten-Halterungen für Standard Boxen

schmal, rund, einfach, 64 mm breit		<i>t29-A101</i>
schmal, rund, zweifach, 64 mm breit		<i>t29-A102</i>
schmal, rund, dreifach, 64 mm breit		<i>t29-A103</i>
schmal, geschlitzt, dreifach, 64 mm breit		<i>t29-A203</i>
schmal, geschlitzt, sechsfach, 64 mm breit		<i>t29-A206</i>
breit, rund, zweifach, 102 mm breit		<i>t29-B102</i>
breit, rund, dreifach, 102 mm breit		<i>t29-B103</i>
breit, rund, vierfach, 102 mm breit		<i>t29-B104</i>
breit, rund, fünffach, 102 mm breit		<i>t29-B105</i>
breit, geschlitzt, sechsfach, 102 mm breit		<i>t29-B206</i>
breit, geschlitzt, zwölffach, 102 mm breit		<i>t29-B212</i>

Boxen für Optiken

Flach, schmal, mit 3 Halterungen	406 x 66 x 38	<i>t29-P261615</i>	6510A
Flach, breit, mit 6 Halterungen	457 x 165 x 38	<i>t29-P651815</i>	6550A
Hoch, breit, mit 6 Halterungen	457 x 165 x 78	<i>t29-P651830</i>	6560A

Instrumentenhalterungen für Optik-Boxen

Rund, groß, einfach	<i>t29-C101</i>
Rund, klein, einfach	<i>t29-C102</i>
Breit, Öffnungen: rund, klein, dreifach	<i>t29-C103</i>
Breit, Öffnungen: rund, dreifach, 2xgroß, 1xklein	<i>t29-C104</i>
Rechteckiger Block transparent	<i>t29-6500S</i>
Kleine Basis, breit geschlitzt, dreifach,	<i>t29-2503S</i>
Rund, zweifach, mittel, klein	<i>t29-C107</i>
Rund, zweifach, mittel	<i>t29C-108</i>