




**Erleichterung  
in der Mikrochirurgie:**

# Micro-Clip




Nicht traumatisierender Draht mit dreieckigem Querschnitt und weich gerundeten Kanten ermöglicht gleichmäßiges Schließen des Clips.



Die besondere Form bietet eine progressive "Stück für Stück"-Schließung von der Spitze her für einen vollständigen und sicheren Verschluss.



Die diamantförmige Riffelung mit nicht traumatisierenden ineinander greifenden Zähnen, erhöht die Sicherheit des Verschlusses und schützt gleichzeitig vor einem Verrutschen.



Der Clip besteht aus reinem Titan und wird mit einem speziellen Verfahren gefertigt um mikroskopische Kratzer zu vermeiden, die zum Brechen des Clips führen können.



Verkauf in Deutschland

**TapMed** ✓

Medizintechnik Handels GmbH  
Gutshof 15-17

34270 Schauenburg-Hoof

Telefon 0800-23784384

Telefax 0700-23784384

Internet [www.tapmed.com](http://www.tapmed.com)

eMail [info@tapmed.com](mailto:info@tapmed.com)