

NEUROTUBE®


Nervenröhrchen für die peripheren Nerven



OPTIMALE NERVENHEILUNG

- Neurotube ermöglicht schnelle und einfache Nerven Chirurgie
- Eine spannungsfreie Nervenreparatur bietet optimale Heilungschancen
- Resorbierbares Material mit 100%iger mikrobiologischer Sicherheit
- Kein autologes Transplantat nötig - keine Entnahmestelle
- Gut kombinierbar mit Knochen- und Sehnen Chirurgie
- Knickt und kollabiert nicht
- Besserer Patientenkomfort, ermöglicht frühere Beugung von Gelenken

CE
0086



SEIT JAHREN BEWÄHRT

NEUROTUBE ist seit 10 Jahren im Einsatz
Studien:

"A Randomized Prospektive Study of Polyglycolic Acid Conduits for Digital Nerve Reconstructions in Humans"; Weber, R.A., Breidenbach, W.C., Brown, R.E. Jabaley, M.E. Mass, P.D. *Plastic and Reconstructive Surgery* 2000; 106: 1036-1045
 "Considerations in nerve repair"; Larry L. Wolford, DMD and Eber L.L. Stevao, DDS, PhD. Baylor University Medical Center Proceedings, Vol. 16, No.2, April 2003

RESORBIERBAR

NEUROTUBE ist ein Polymer aus Polyglykolsäure wie es z.B. auch für Nahtmaterial verwendet wird

SICHERHEIT

NEUROTUBE bietet 12 Wochen Schutz und Unterstützung bei der Nervenheilung und ist innerhalb von 26 Wochen vollständig abgebaut

Bestell-Information

Artikelnr.	Innendurchmesser (mm)	Länge (mm)
GEM0240NT	2,3	40
GEM0420NT	4,0	20
GEM0820NT	8,0	20

F208-3

Verkauf in Deutschland:

TapMed ✓

TapMed Medizintechnik Handels GmbH
 Gutshof 15-17
 34270 Schauenburg-Hoof
 Telefon 05601-9299-0
 Telefax 05601-9299-44
 Internet www.tapmed.com